

DESIGNAÇÃO

INDICAÇÕES

IMAGEM

Cama de elevação e rotação

Base do colchão 90 x 200 cm c/ grades de madeira
motores elétricos incorporados nos cabeceiros
a base do colchão roda em qualquer sentido
facilitando deste modo a entrada e saída da cama (**efeito sofá**)
4 rodas com travão 125 mm
madeira de faia
medidas exteriores
219 x 103 cm
base em malha de aço
elevação de 40 a 80 cm
articulação ads costas de 0 a 71° por motor elétrico
articulação das pernas elétrica



Peso máximo do paciente
250 Kg



Camas elevação

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama de elevação Ref. BAR 001 Estrado de lâminas metálicas largas 200x90 cm, divisível. Estrutura tubo 40x40 Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente. Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0 Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66 Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°) Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira. 4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza 2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros Carga máxima 250 Kg. Posição baixa 33 cm / alta 86 cm. cama com grades de madeira Inclui: grades e colchão visco elástico Ref. CVE 003</p>	<p>Pessoas com sobre peso e mobilidade reduzida e muito reduzida acamados permanentes doentes com algumas demências pessoas de difícil prestação de cuidados maior facilidade e qualidade de serviço por parte das cuidadoras cuidados a ter não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas limpar com pano húmido verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	
<p>Cama de elevação Ref. BAR 001.1</p>  <p>Cama de elevação Ref. BAR 001.2</p> 	<p>Cama de elevação Ref. BAR 001.3</p>  <p>Cama de elevação Ref. BAR 001.4</p> 	<p>Cama de elevação Ref. BAR 001.5</p> 

Camas elétricas

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama articulada elétrica Ref. CAE 111 patas com rodas 100 mm (duas com travão) reguláveis em altura 19 réguas madeira peso admissível 135 Kg medidas: 208 x 90 x 50 cm cabeceiras em melamina 25 mm de Faia ; Cerejeira ; Wenguê motor e comando Linnak medidas do tubo do aro exterior 50 x 25 mm barras de aço da estrutura do leito 50 x 6 mm e 30 x 6 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral normas NP EN 1970:2002/A1 2005 e BS 4886 1998 cuidados a ter não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	
<p>Cama articulada elétrica REF ECO E patas com rodas 100 mm (duas com travão) 16 réguas madeira medidas: 208 x 90 x 47 cm cabeceiras em melamina 19 mm de Faia ; Wenguê motor e comando Mekano medidas do tubo do aro exterior 40 x 25 mm barras de aço da estrutura do leito 50 x 5 mm e 30 x 5 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral cuidados a ter não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	

Cama elétrica Ref. CAE 111.1
 Cama elétrica Ref. ECO E.1



Cama elétrica Ref CAE 111.2
 Cama elétrica Ref. ECO E.2





Cama elétrica Ref. CAE 111.3
 Cama Elétrica Ref. ECO E .3



Cama elétrica Ref. CAE 111.4
 Cama elétrica Ref. ECO E.4



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama articulada manual Ref. CAM 110 patas com rodas 100 mm (duas com travão) reguláveis em altura 19 réguas madeira peso admissível 135 Kg medidas: 208 x 90 x 50 cm cabeceiras em melamina 25 mm de Faia ; Cerejeira ; Wenguê articulação com 2 manivelas escamotiáveis medidas do tubo do aro exterior 50 x 25 mm barras de aço da estrutura do leito 50 x 6 mm e 30 x 6 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral</p> <p>normas NP EN 1970:2002/A1 2005 e BS 4886 1998</p> <p>cuidados a ter limpar a cama c/ pano húmido recolher sempre as manivelas manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	
<p>Cama articulada elétrica REF ECO M patas com rodas 100 mm (duas com travão) 16 réguas madeira medidas: 208 x 90 x 47 cm cabeceiras em melamina 19 mm de Faia ; Wenguê articulação com 2 manivelas escamotiáveis medidas do tubo do aro exterior 40 x 25 mm barras de aço da estrutura do leito 50 x 5 mm e 30 x 5 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral</p> <p>cuidados a ter limpar a cama c/ pano húmido recolher sempre as manivelas manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	

Cama manual Ref. CAM 110.1
 Cama manual Ref. ECO M.1



Cama manual Ref CAM 110.2
 Cama manual Ref. ECO M.2





Cama manual Ref. CAM 110.3
 Cama manual Ref. ECO M .3









Cama manual Ref. CAM 110.4
 Cama manual Ref. ECO M.4




DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama articulada elétrica Fantasy patas com rodas 100 mm (duas com travão) réguas madeira peso admissível 135 Kg medidas: 208 x 90 x 50 cm cabeceiras em melamina 22 mm de Faia medidas do tubo do aro exterior 50 x 25 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral cuidados a ter não entalar os comandos ; limpar a cama c/ pano húmido não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	
<p>Cama articulada manual Fantasy patas com rodas 100 mm (duas com travão) réguas madeira peso admissível 135 Kg 2 manivelas retráteis cabeceiras em melamina 22 mm de Faia medidas do tubo do aro exterior 50 x 25 mm</p>	<p>para pessoas com mobilidade reduzida dificuldades respiratórias lesões e ou fraturas membros inferiores no idoso em geral cuidados a ter limpar a cama c/ pano húmido recolher sempre as manivelas manter as zonas de articulação desimpedidas verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	


Mesas de apoio

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Mesa de comer no leito Ref. MCL 001 regulável em altura com inclinação do tabuleiro a ambos os lados (leitura)</p> <p>mesa económica</p>	<p>peessoas acamadas em cadeira de rodas ou cadeirões</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano humido verificar parafusos</p>	
<p>Mesa de comer no leito Ref. MCL 002 regulável em altura entre 76 a 115 cm 4 rodas de 50 mm (2 com travão) 1 tabuleiro fixo 1 tabuleiro reclinável (leitura) 5 posições por cremalheira com varandins</p>	<p>peessoas acamadas em cadeira de rodas ou cadeirões</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano humido verificar parafusos</p>	
<p>Mesa de comer no leito Ref. MCL 003 regulável em altura entre 7 a 103 cm 4 rodas (2 com travão) 1 tabuleiro reclinável (leitura)</p>	<p>peessoas acamadas em cadeira de rodas ou cadeirões</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano humido verificar parafusos</p>	


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama articulada elétrica 901.E cama estrado fixo (sem articulação) REF. 90.F madeira de faia natural ou faia cor cerejeira Medidas: 201 x 98 x 100 cm cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 Colchão não incluído</p>	<p>Na cama elétrica a indicação é para pessoas com dificuldades respiratórias e mobilidade reduzida cuidados a ter os mesmos que no mobiliário limpar sem produtos abrasivos e panos secos não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas</p>	
<p>Cama articulada elétrica 902.E cama estrado fixo (sem articulação) REF. 902.F madeira de faia natural ou faia cor cerejeira Medidas: 201 x 98 x 100 cm cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 Colchão não incluído</p>	<p>Na cama elétrica a indicação é para pessoas com dificuldades respiratórias e mobilidade reduzida cuidados a ter os mesmos que no mobiliário limpar sem produtos abrasivos e panos secos não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas</p>	
<p>Cama articulada elétrica 903.E cama estrado fixo (sem articulação) REF. 903.F madeira de faia natural ou faia cor cerejeira Medidas: 201 x 98 x 100 cm cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 Colchão não incluído</p>	<p>Na cama elétrica a indicação é para pessoas com dificuldades respiratórias e mobilidade reduzida cuidados a ter os mesmos que no mobiliário limpar sem produtos abrasivos e panos secos não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas</p>	

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Cama articulada elétrica 903.E cama estrado fixo (sem articulação) REF. 903.F madeira de faia natural ou faia cor cerejeira Medidas: 201 x 98 x 100 cm cantos boleados conforme norma EU 93/42 anexo I pontos 2 ; 3 ; 4 ; 5 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 acabamentos verniz poliuretano conforme normas qualidade EU 150 1991 Colchão não incluído</p>	<p>Na cama elétrica a indicação é para pessoas com dificuldades respiratórias e mobilidade reduzida cuidados a ter os mesmos que no mobiliário limpar sem produtos abrasivos e panos secos não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas</p>	

Camas casal elevação

<p>Cama casal estrados independentes elétricos REF. LUX . 1 um estrado com comando para cada um dos utilizadores Estrado de lâminas metálicas largas . Estrutura tubo 40x40 medidas 140 (2 x 70) x 200 cm Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente. Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0 Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66 Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°) Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira. 4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza 2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros Carga máxima 315 Kg. Posição baixa 34 cm / alta 74 cm. cama com grades de madeira Inclui: 2 colchões visco elástico</p>	<p>Pessoas com sobre peso mobilidade reduzida e muito reduzida acamados permanentes doentes com algumas demências pessoas de difícil prestação de cuidados maior facilidade e qualidade de serviço por parte das cuidadoras cuidados a ter não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas limpar com pano húmido verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	
---	--	--


<p>Cama casal estrado único elétrico REF. LUX . 11 medidas 160 (2 x 80) x 200 cm</p>
--

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p> Cama casal estrado único elétrico REF. LUX . 2 Estrado de lâminas metálicas largas . Estrutura tubo 40x40 medidas 120 x 200 cm Tratamento a pó RAL 7035 em epóxi texturizado a quente. Motor LINAK com cárter de proteção beneficiando da classificação ignífuga V0 Altura variável elétrica, atuador 6000N IP66 Elevador de costas elétrico 6000N IP 66 (70°) Elevador de pernas elétrico e manual com cremalheira. 4 rodas de Ø100 mm com travão, sem proteção para facilitar a limpeza 2 suportes de acessórios ; 2 suportes pendural ; 2 suportes porta-soros Carga máxima 270 Kg. Posição baixa 34 cm / alta 74 cm. cama com grades de madeira Inclui: colchão visco elástico</p>	<p>Pessoas com sobre peso mobilidade reduzida e muito reduzida acamados permanentes doentes com algumas demências pessoas de difícil prestação de cuidados maior facilidade e qualidade de serviço por parte das cuidadoras cuidados a ter não entalar os comandos não pressionar em demasia as teclas do comando manter as zonas de articulação desimpedidas limpar com pano húmido verificar eventuais desapertos de parafusos</p>	





Cama casal estrados independentes elétricos REF. LUX . 21
 medidas 140 x 200 cm

Colchões incluídos nas camas LUX
 colchão visco elástico tri sustentação
 visco elástico 80 Kg / m3
 base 38 Kg / m3
 Capa em poliuretano
 impermeável e respirável
 lavável a 90º



altamente confortável
 com excelente comportamento na prevenção de escaras
 reduz as dores típicas do acamado
cuidados a ter
 arejar periodicamente
 limpar a capa com pano ou esponja húmido





**Grades laterais
 acessórios**


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Grades laterais rebativeis Ref. GRL 001 de aplicação universal a todas as camas articuladas com aro em tubo</p>	<p>Aumenta a auto confiança do acamado (por se sentir mais seguro) evita as quedas permite que o acamado coloque as mãos</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano húmido manter a zona desimpedida verificar os desapertos dos parafusos e bloqueio</p>	
<p>Grades laterais Ref. DMA 8 aplicáveis a qualquer cama ajustáveis entre 90 e 135 cm articulam conjuntamente com a cama aplicação sem necessidade de ferramenta ou furos nas camas</p>	<p>Aumenta a auto confiança do acamado (por se sentir mais seguro) evita as quedas permite que o acamado coloque as mãos</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano húmido manter a zona desimpedida</p>	
<p>Haste de soro inox AISI 304 Ref. HSI 01 com 2 ganchos</p> <p>Haste de soro cromada Ref. HSC 02 com 2 ganchos</p>	<p>para administração de soro ao acamado</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano húmido verificar o aperto da haste regulável em altura</p>	
<p>Pendural com pega Ref. PP 03 pintado</p> <p>Pendural com pega Ref. PP 04 cromado</p> <p>Pendural com pega Ref. PP 05 aço inox AISI 304</p>	<p>permite ao acamado aliviar da as costas e ao mesmo tempo exercitar um pouco os braços</p> <p>Cuidados a ter limpar com pano húmido verificar a correia</p>	

**Protetores
 grades laterais**


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 005 Cores: Branco Composição: interior em poliuretano expandido flexível exterior em poliuretano de fácil limpeza Adapata-se a todas as grades por fecho de velcro Vendido á unidade</p>	<p>indicado para as pessoas que tendem a auto lesionar-se evita que coloquem os membros entre as barras da grade Cuidados a ter deve-se sacudir periódicamente limpar com esponja molhada pode ser lavado em água fria</p>	
<p>As Ref. PGL 006 são em Poliuretano sanilux que é: Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores</p>		
<p>Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006 Cores: Azul ; Branco Composição: Interior: Espuma FOAM Exterior: Poliuretano Sanilux Adapata-se a todas as grades por fecho CICK Medidas: 35 x 170 cm</p> <p>Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006.1 Medidas: 35 x 170 cm</p> <p>Protector de grades laterais alcochoado Ref. PGL 006.2 Medidas: 35 x 190 cm Vendido á unidade</p>	<p>indicado para as pessoas que tendem a auto lesionar-se evita que coloquem os membros entre as barras da grade Cuidados a ter deve-se sacudir periódicamente limpar com esponja molhada pode ser lavado em água fria</p>	


**Protetores
 grades laterais**



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Protector de grades laterais alcochoado Suapel Ref. PGL 007 Cores: Azul ; Branco ; Cinza Composição: Interior: Espuma FOAM Exterior: poliester Suapel Adapata-se a todas as grades por fecho velcro Medidas: 35 x 140 cm Vendido á unidade</p>	<p>indicado para as pessoas que tendem a auto lesionar-se evita que coloquem os membros entre as barras da grade Cuidados a ter deve-se sacudir periódicamente limpar com esponja molhada pode ser lavado em agua fria</p>	
<p>Protector de grades laterais alcochoado Terlenka Ref. PGL 008 Cores: Azul ; Branco Composição: Interior: Espuma FOAM Exterior: poliester clinico Terlenka Adapata-se a todas as grades por fecho Click Medidas: 35 x 140 cm</p>	<p>indicado para as pessoas que tendem a auto lesionar-se evita que coloquem os membros entre as barras da grade Cuidados a ter deve-se sacudir periódicamente limpar com esponja molhada pode ser lavado em agua fria</p>	
<p>Protetor de grades laterais Ref. PGL 009 Cor azul interior espuma ; exterior PVC Vinil ; fecho Click PAR Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.1 Medidas: 35 x 140 cm Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.2 Medidas: 35 x 170 cm Protetor de grades laterais Ref. PGL 009.3 Medidas: 35 x 190 cm</p>	<p>indicado para as pessoas que tendem a auto lesionar-se evita que coloquem os membros entre as barras da grade Cuidados a ter deve-se sacudir periódicamente limpar com esponja molhada pode ser lavado em agua fria</p>	



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Pijama geriátrico manga comprida REF. PG 001 Cores: Branco Composição: Algodão 100% semi elástico Tamanhos: S ; M ; L ; XL fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo Pijama geriátrico manga curta REF. PG 002 Tamanhos: S ; M ; L ; XL</p>	<p>peessoas com tendencia a colocar as mãos nas fraldas e arrancar catéteres doentes de alzheimer Cuidados a ter mesmos cuidados que com a roupa em algodão</p>	

as ref. PG 003 ; 004 ; 005 ; 006 tem tratamento SANITIZIED
 Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
 O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias responsáveis pelo mau cheiro

<p>Pijama geriátrico manga comprida REF. PG 003 Cores: Branco Composição: Algodão 50% ; Poliester 50% Tamanhos: S ; M ; L ; XL fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo Pijama geriátrico manga curta REF. PG 004 Tamanhos: S ; M ; L ; XL</p>	<p>peessoas com tendencia a colocar as mãos nas fraldas e arrancar catéteres doentes de alzheimer Cuidados a ter pode lavar á máquina e usar lixívia ou branqueadores (fechar o fecho antes de emergir em água)</p>	
---	--	---

<p>Pijama geriátrico c/ pés manga comprida REF. PG 005 Cores: Branco Composição: Algodão 50% ; Poliester 50% Tamanhos: S ; M ; L ; XL fecho entre pernas de tornozelo a tornozelo Pijama geriátrico c/ pés manga curta REF. PG 006 Tamanhos: S ; M ; L ; XL</p>	<p>peessoas com tendencia a colocar as mãos nas fraldas e arrancar catéteres doentes de alzheimer Cuidados a ter pode lavar á máquina e usar lixívia ou branqueadores (fechar o fecho antes de emergir em água)</p>	
---	--	---





DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Resguardo reutilizável Ref. RRH 007 4 camadas Medidas: 95 x 88 cm Composição: superfície: algodão 20% ; poliester cardado 80% ; gramagem 240 gr/m2 Interior: alcochoado super absorvente de fibra de poliester 100% a 270 gr/m2 face baixo: vinil de 20 micras (impermeável) camadas intremédias: algodão 50% ; poliester 50% trama 27 rematado a toda a volta poliester 25 (aumenta a durabilidade capacidade de absorção 5 x o seu peso com abas</p>	<p>no acamado em geral e no incontinente em particular protege a cama e reduz a despesa de lavandaria</p> <p>cuidados a ter resiste a +/- 300 lavagens á temperatura de 70º secar á máquina a 60º por 12 minutos não utilizar lixívias nem outros produtos abrasivos</p>	
<p>Resguardo reutilizável Ref. RRH 008 4 camadas Medidas: 90 x 112 cm Composição: superfície: poliester DORMAsafe de 71 g/m2 DORMA safe textil de alto desempenho em cama de saúde Capa intermédia: poliester e rayon de 80%-20% de 271 gr peso Face baixo: Polvinilho 100% de 51 gr/m2 ignifugo rematado a toda a volta poliester 25 (aumenta a durabilidade capacidade de absorção 8 x o seu peso com abas</p>	<p>no acamado em geral e no incontinente em particular protege a cama e reduz a despesa de lavandaria</p> <p>cuidados a ter resiste a +/- 400 lavagens á temperatura de 70º secar á máquina a 60º por 12 minutos não utilizar lixívias nem outros produtos abrasivos não utilizar amaciadores</p>	

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Resguardo reutilizável 4 camadas Composição: superfície: tela afelpada algodão 50% ; poliester 50% esta capa está cosida a outra em TYVEC melhora a durabilidade do resguardo 2ª capa: fibra de absorção com capacidade 2L/m2 3ª capa: com a mesma composição da 2ª capa 4ª capa poliuretano impermeável capacidade de absorção 5 x o seu peso com abas para cama 90 cm largura Resguardo reutilizável Ref. RRU 009 medidas: 90 x 105 cm Resguardo reutilizável Ref. RRU 010 medidas: 90 x 120 cm Resguardo reutilizável Ref. RRU 011 medidas: 90 x 190 cm</p>	<p>no acamado em geral e no incontinente em particular protege a cama e reduz a despesa de lavandaria</p> <p>cuidados a ter resiste a 400 a 500 lavagens á temperatura de 70º secar á máquina a 60º por 12 minutos não utilizar lixívias nem outros produtos abrasivos não utilizar amaciadores utilizar produtos oxigenados</p> <p>Para cama casal Resguardo reutilizável Ref. RRU 012 medidas: 135 x 90 cm Resguardo reutilizável Ref. RRU 013 medidas: 135 x 100 cm Resguardo reutilizável Ref. RRU 014 medidas: 135 x 190 cm</p>	 <p>Para cadeira de rodas Resguardo reutilizável Ref. RRU 015 medidas: 45 x 45 cm Resguardo reutilizável Ref. RRU 016 medidas: 50 x 50 cm</p>
<p>Protetor de colchão Ref. PC 017 protetor com elásticos face superfície; felpo 120 gr face base: PVC medidas 90 x 190 cm</p>	<p>proteção dos colchões de tecido das perdas de urina e outras sujidades aumenta a durabilidade do colchão</p> <p>cuidados a ter sacudir periódicamente lavar máximo 60º não utilizar lixívia não passar a ferro não limpar a seco</p>	





as ref. AT 021 tem tratamento SANITIZED
Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
responsáveis pelo mau cheiro

A almofada Ref. AI 019 é em
Poliuretano sanilux que é:
Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico
Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores




Almofadas

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Protetor de colchão Ref. PC 018 protetor com elásticos face superfície; felpo 90 gr face base: PVC medidas 90 x 190 cm</p>	<p>proteção dos colchões de tecido das perdas de urina e outras sujidades aumenta a durabilidade do colchão Cuidados a ter sacudir periodicamente lavar máximo 60° não utilizar lixívia não passar a ferro não limpar a seco</p>	
<p>Almofada impermeável Ref. AI 019 medidas 50 x 40 x 20 cm impermeável ; transpirável ; anti acaros ; anti fungos ; anti odores composição interior: fibra siliconada exterior: capa poliuretano Sanilux</p>	<p>muito confortável e é só limpar nos vômitos ; sangue ou expecturação ajuda a prevenir a formação de escaras na face, orelhas e pescoço em pessoas acamadas de longa duração, sempre na mesma posição Cuidados a ter sacudir regularmente limpar a capa com pano ou esponja húmidos</p>	
<p>Almofada inverno felpo Ref. AF 020 medidas 50 x 40 x 20 cm composição interior: fibra siliconada exterior: capa felpo</p>	<p>muito confortável particularmente indicado para pessoas que sentem sempre frio (é muito quente) Cuidados a ter sacudir regularmente a capa pode-se lavar á máquina a 60° podem-se usar lixívias ou outros branqueadores</p>	
<p>Almofada terlenka Ref. AT 021 medidas 50 x 40 x 20 cm composição interior: fibra siliconada exterior: capa Terlenka</p>	<p>muito confortável indicado para pessoas quelibertam um odor forte Cuidados a ter sacudir regularmente a capa pode-se lavar á máquina a 60° podem-se usar branquadores oxigenados</p>	



As almofadas ref. AB 022, AVB 023 e AAB 024 estão fabricadas em fibra de BAMBÙ biodegradável que produz iões negativos muito benéficos para a circulação sanguínea é muito resistente tem propriedades anti bacterianas e anti fungicas pelo que atua como desodorizante natural é transpirável e fresco ajuda a regulação térmica absorvendo mais 60% de humidade que o algodão



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Almofada bamboo com orifício Ref. AB 022 medidas 50 x 40 x 20 cm composição interior: fibra siliconada exterior: capa tecido bamboo</p>	<p>indicado para pessoas que sofrem de helicis chondrodermatitis nodular</p> <p>Cuidados a ter sacudir regularmente</p>	
<p>Almofada visco elástico Ref. AVB 023 medidas 50 x 33 x 7/11 cm composição interior: Visco elástico exterior: capa tecido bamboo fecho eclair</p>	<p>adapta-se perfeitamente á posição e ao peso melhora a circulação sanguínea evita más formações da cervical melhora o sono e descanso</p> <p>Cuidados a ter lavar a capa á mão ou em programa sensível deixar secar na posição horizontal; não passar a ferro não usar lixívia ou outros branqueadores</p>	
<p>Almofada anatómica bamboo Ref. AAB 024 medidas 60 x 40 x 10 cm composição interior: fibra siliconada exterior: capa tecido bamboo</p>	<p>adapta-se á forma cervical relaxando os músculos do pescoço e ombros melhorando assim o sono</p> <p>Cuidados a ter lavar a capa á mão ou em programa sensível deixar secar na posição horizontal não passar a ferro não usar lixívia ou outros branqueadores</p>	
<p>Almofada anatómica Terlenka Ref. AAT 025 medidas 60 x 40 x 10 cm composição interior: fibra siliconada exterior: Terlenka</p>	<p>adapta-se á forma cervical relaxando os músculos do pescoço e ombros melhorando assim o sono</p> <p>Cuidados a ter sacudir regularmente lavar a capa á máquina usar branqueadores oxigenados</p>	



as ref. AAT 026 tem tratamento SANITIZED
 Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros
 O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias
 responsáveis pelo mau cheiro

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Almofada anatómica Terlenka Ref. AAT 026 medidas 60 x 40 x 10 cm composição interior: fibra siliconada exterior: Terlenka</p>	<p>adapta-se á forma cervical relaxando os músculos do pescoço e ombros melhorando assim o sono</p> <p>Cuidados a ter sacudir regularmente lavar a capa á máquina usar branqueadores oxigenados</p>	
<p>Almofada ANL 0027 anti-alérgica</p> <p>medidas 45 x 60 cm</p>	<p>Cuidados a ter Sacudir periódicamente</p>	
<p>Capa para almofada impermeável felpe Ref. CA 027 face superfície; felpe 120 gr face base: PVC medidas 45 x 60 cm</p>	<p>protege a almofada</p> <p>Cuidados a ter lavar á máquina a 60° não usar lixívia e não passr a ferro</p>	


Colchões

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão ortoconforto mola bonel de aço temoerado 2,30 mm reforço periférico aço 4,5 mm isolamento termofundido de 1400 gr alcochoado de poliuretano de 10 mm + fibra de enchimento 100 gr/m2 lateral de reforço ; tecido algodão multiválvulas altura 19 cm medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>firmeza média / alta ortopédico ; confortável ; atérmico</p> <p>Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>
<p>Colchão super ortopédico mola bonel de aço temoerado 2,30 mm reforço periférico aço 4,5 mm isolamento termofundido de 1400 gr alcochoado de poliuretano de 10 mm Alcochoado de poliuretano de 15 mm + 10 mm lateral de reforço ; tecido Piquet multiválvulas altura 22 cm medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>firmeza média / alta ortopédico ; confortável ; atérmico</p> <p>Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão latex 100% Tecido aloé-Vera fibra termo reguladora Forra interior em TNT respirável núcleo latex 15 cm Altura 18 cm</p> <p>medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>terapeutico ; promove o relaxamento muscular 7 zonas de conforto para total adaptação ao corpo anti-alérgico ; higiénico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>
<p>Colchão Medical Visco Núcleo poliuretano 16 cm de alta densidade alcochoado 2 cm de visco elástico e poliuretano de 1 cm tecido stretch 4 respiros Altura 22 cm</p> <p>medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>ótima adaptabilidade; ergonómico Atérmico e silencioso anti-alérgico ; higiénico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>




DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão Visco Relax Tecido malha plus perfilado terapeutico macio de 2,5 cm ; HR 45 c/ 4,5 cm ; Poliuretano D28 10 cm Visco elástico 4 cm ; fecho eclair ; forra interior TNT opção: sistema vibratório Altura 22 cm</p> <p>medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>Alivio da pressão corporal (efeito anti gravitacional) Atérmico e silencioso anti-alérgico ; higiénico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>
<p>Rollortopédico Lado verão: Tecido aloé Vera Lado Inverno: Lã Merino Núcleo RCC 28</p> <p>Altura 19 cm</p> <p>medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>Terapeutico Anti alérgico anatómico Cuidados a ter Sacudir periodicamente</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>




Colchões



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão Matrix Tecido bi-elástico Visco elástico 4 cm Poliuretano D 28 10 cm Visco elástico 4 cm Altura 22 cm</p> <p>medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>Alívio da pressão corporal (efeito anti gravitacional) Atérmico e silencioso anti-alérgico ; higiénico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>

Nos colchões ERGO PLUS e DITO
 pode optar por enchimento em Latex ou em Visco elástico



<p>Colchão Ergo Plus Estrutura de mola com aro e reforço laterais de poliuretano de alta densidade coxim de 3 cm de poliuretano de 30 Kg densidade coxim de 3 cm de latex ou visco tecido stretch c/ fio carbono (anti stress) faixa lateral respirável 3D Altura 27 cm Altura 27 cm medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>Alívio da pressão corporal (efeito anti gravitacional) Firmeza extra suave excelente flexibilidade e elasticidade Higiénico ; Anti alérgico ; Anti ácaros Atérmico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo</p> <p>medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>
---	---	--

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão Dito Estrutura de mola Bonel em aço temperado de 2,3 mm Reforço periférico em aço 4,5 mm Isolamento termofundido de 1400 gr Placa de poliuretano de Alta densidade 15 mm Alcochoado poliuretano + fibra anti-alérgica lateral de reforço ; tecido stretch altura 24 cm medidas comprimento 183 cm Largura em cm Largura: 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130</p>	<p>Confortável ; ergonómico ; ortopédico Firmeza média / alta Higiénico ; Anti alérgico ; Anti ácaros Atérmico Cuidados a ter virar pelo menos 2 vezes por ano proteger com resguardo medidas Comprimento 190 / 195 Largura em cm 90 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 125 ; 130 ; 135 ; 140 ; 150 ; 160</p>	 <p>medidas Comprimento 200 cm largura em cm 140 ; 150 ; 160</p>
<p>Colchão articulado de espuma 12 cm espuma de alta densidade capa sanitária bi-elástica ignifugo para cama fixa ou articulada impermeável aos líquidos permeável aos gases medidas conforme a medida das camas</p>	<p>para cama articulada acamados de curta / média duração ou não acamados Cuidados a ter limpar a tela com pano húmido ir virando as faces</p>	
<p>Colchão articulado de espuma 10 cm espuma de alta densidade capa sanitária para cama fixa ou articulada impermeável aos líquidos permeável aos gases medidas conforme a medida das camas</p>	<p>para cama articulada acamados de curta duração ou não acamados Cuidados a ter limpar a tela com pano húmido ir virando as faces</p>	

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão Visco elástico REF CVE 001 medidas 187 x 87 x 18 cm composição Interior: base 11 cm Suprasoja Face 7 cm supravisco Exterior: capa em tela bi elástica</p>	<p>Excelentes resultados tanto em pessoas de muito baixo peso quanto em pessoas de peso mais elevado dada a altura de visco elástico de célula aberta e ventilada muito boa prevenção na formação de escaras nos ensaios de pessoas entre 75 e 85 Kg de peso obteve-se uma pressãp máxima de 46,80 mmh</p> <p>Cuidados a ter arejar periódicamente pode limpar-se com pano ou esponja molhada</p>	
<p>Colchão Visco elástico REF CVE 002 Colchão Visco elástico alta resiliência até 55 % è considerado um colchão inovador por ser 100% visco elástico atérmico ; transpirável ; hipoalérgico e de enorme suavidade ao toque</p> <p>medidas 187 x 87 x 18 cm composição Interior: Visco elástico 100% Exterior: capa em tela bi elástica</p>	<p>este colchão apresenta como principal característica a sua total adaptabilidade ao corpo, tanto em pessoas de mais baixo peso quanto em pessoas de sobre peso Excelente prevenção de escaras</p> <p>Cuidados a ter arejar periódicamente pode limpar-se com pano ou esponja molhada</p>	
<p>Colchão Visco elástico Ref. CVE 003 Interior: base 9 cm HR 30 face 4 cm visco elástico Exterior: capa em tela bi-elástica</p> <p>medidas 187 x 87 x 13 cm</p>	<p>indicado para pessoas de baixo e médio peso bons resultados na prevenção de escaras</p> <p>Cuidados a ter arejar periódicamente pode limpar-se com pano ou esponja molhada</p>	

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Colchão Visco elástico REF CVE 004 interior: base 10 cm espuma plumex D30 alta resiliência Face: 5 cm Viscoflex D50 Exterior: Capa FLEXSILK bi elástica medidas 187 x 87 x 15 cm</p>	<p>Este colchão é ideal para doentes acamados de longa duração, de alto e baixo peso produz o efeito flutuante no corpo reduzindo assim o risco de formação de escaras e permitindo um melhor descanso com máximo conforto</p> <p>Cuidados a ter arejar periodicamente pode limpar-se com pano ou esponja molhada</p>	
<p>Colchão de latex Ref. CLX 005 uma melhor distribuição da matéria e uma maior sustentação permite ainda uma melhor defesa dos ataques de bactérias a face inferior é ondulada criando deste modo um ambiente hostil ao desenvolvimento de bactérias e ácaros características C3 equilibrado densidade 63 g/l calculada segundo as normas NFT56107 sustentação 170 (n) segundo normas DIN 53576 com uma compressão de 40% e uma tolerância de 50% medidas : 190 x 90 x15 cm capa interior: em algodão c/ fibra anti-acaros com fecho capa exterior: microporosa; impermeável aos líquidos e permeável aos gases anti-alérgica ; ignífugo ; ecológica ; lavável ; reciclável e esterilizável a 120º a capacidade de absorção da transpiração è de 100g / m2 dia</p>	<p>este colchão apresenta como principal característica a sua total adaptabilidade ao corpo, apresenta ainda uma excelente circulação de ar e uma boa distribuição do peso do corpo pelo colchão tanto em pessoas de mais baixo peso quanto em pessoas de sobre peso Excelente prevenção de escaras</p> <p>Cuidados a ter arejar periodicamente pode limpar-se com pano ou esponja molhada pode ser lavada a capa até 90º</p>	

Lençóis

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p>Lençóis brancos Ref. LS BS 0001 Cor branco 50 % poliéster 50 % algodão</p> <p>ponto corrido</p>	<p>medidas 160 x 280 cm 180 x 280 cm 200 x 280 cm 220 x 280 cm 240 x 280 cm 260 x 280 cm 280 x 300 cm</p>	
<p>Lençóis capa Ref. LS CP 0002 Cor branco 50 % poliéster 50 % algodão</p> <p>ponto corrido</p>	<p>medidas 100 x 200 cm 150 x 200 cm 160 x 200 cm</p>	
<p>Fronhas Ref. LS FR 0003 Cor branco 50 % poliéster 50 % algodão</p> <p>ponto corrido</p>	<p>medidas 50 x 70 cm</p>	