
















Os imobilizadores de cama permitem que o acamado se sente e ou se vire (lateralise) não permite que saia da cama





DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador de cama fecho magnético REF. IMA 001</b>                      Cores: Creme                      fabricado em tela de algodão e poliéster de elevada resistência fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas com o sistema de equilíbrio alterado que por alterações funcionais apresentam risco de queda e lesões</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de cama fecho magnético REF. IMA 002</b>                      Cores: Azul                      Tamanhos Abdominal: S ; M ; L ; XL                      Composição:                      interior em Alcochoado de espuma                      exterior em Face interna Antelina ; Face externa poliéster 100% fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas com o sistema de equilíbrio alterado que por alterações funcionais apresentam risco de queda e lesões</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de cama fecho CLCK REF. IMA 003</b>                      Cores: Azul                      Tamanhos Abdominal: S ; M ; L ; XL                      Composição:                      interior em Alcochoado de espuma                      exterior em Face interna Antelina ; Face externa poliéster 100% com fechos de <b>CLICK</b></p>	<p>Indicado para pessoas com o sistema de equilíbrio alterado que por alterações funcionais apresentam risco de queda e lesões</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Imobilizador de cama fecho CLCK REF. IMA 004</b>                      Cores: Cinza ; Preto                      Tamanhos Abdominal: S ; M ; L ; XL                      Composição:                      Polipropileno                      com fechos de <b>CLICK</b></p>	<p>Indicado para pessoas com o sistema de equilíbrio alterado que por alterações funcionais apresentam risco de queda e lesões</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	



Os imobilizadores de pernas  
 tanto podem ser usados na cama como em cadeirão  
 e cadeira de rodas com patins

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador de pernas fecho magnético REF. IMP 005</b>                      Cores: Creme                      fabricado em tela de algodão e poliéster de elevada resistência                      fecho <b>magnético</b>                      face interior em pele sintética                      para aumentar o conforto e prevenir a formação de ferida                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam risco de queda e lesões                      tendencia a auto lesionar-se  <b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periodicamente e lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de pernas fecho magnético REF. IMP 006</b>                      Cores: Azul                      interior em Espuma de fibra siliconada                      exterior em Face interna Antelina ; Face externa poliéster 100%                      fecho <b>magnético</b>                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam risco de queda e lesões                      tendencia a auto lesionar-se  <b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periodicamente e lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de pernas fecho CLICK REF. IMP 007</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      Poliéster 100%                      com fechos de <b>CLICK</b>                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam risco de queda e lesões                      tendencia a auto lesionar-se  <b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Imobilizador de pernas fecho magnético REF. IMP 008</b>                      Cores: Cinza                      Composição                      Polipropileno                      fecho <b>magnético</b>                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam risco de queda e lesões                      tendencia a auto lesionar-se  <b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador de braços fecho magnético REF. IMB 009</b>                      Cores: Creme                      fabricado em tela de algodão e poliéster de elevada resistência                      fecho <b>magnético</b>                      face interior em pele sintética                      para aumentar o conforto e prevenir a formação de ferida                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de braços fecho magnético REF. IMB 010</b>                      Cores: Azul                      interior em Espuma de fibra siliconada                      exterior em Face interna Antelina ; Face externa poliéster 100%                      com 2 fechos e uma chave magnética                      PAR                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de braços fecho magnético REF. IMB 011</b>                      Cores: Cinza                      interior em Espuma de fibra Poliéster                      exterior em: Face interna pele sintética ; Face externa polipropileno 100%                      com 2 fechos e uma chave magnética                      PAR                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      não perder a chave magnética</p>	
<p><b>Imobilizador de braços fecho CLICK REF. IMB 012</b>                      Cores: Azul                      exterior em: Face interna Antelina ; Face externa tela nylon cordura                      com fechos de <b>CLICK</b>                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador de braços fecho CLICK REF. IMB 013</b>                      Cores: Azul                      interior em: tela de fibra de poliester oca                      exterior em: poliester alcochoado 100%                      com fechos de <b>CLICK</b>                      PAR</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 015</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      com fechos de <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 015.1</b>                      com cintas extra grandes para cadeirões</p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se                      e risco de queda após levante da cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 015</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      com fechos de <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 015.1</b>                      com cintas extra grandes para cadeirões                      com fechos de <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 016</b>                      fecho <b>magnético</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 016.1</b>                      com cintas extra grandes para cadeirões                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas                      que por alterações funcionais                      apresentam tendencia a auto lesionar-se                      e risco de queda após levante da cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      fechar os fechos click antes de lavar                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	


DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 017</b>                      Cores: Bege                      tela 70% poliéster e 30% algodão                      fecho <b>magnético</b>                      com cintas extra grandes para cadeirão</p>	<p>Indicado para pessoas que exigem especial atenção e que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	
<p><b>Imobilizador abdominal REF. IMA 018</b>                      Cores: cinza/preto                      Polipropileno                      fecho <b>magnético</b>                      com cintas: S ; M ; L ; XL                      para cadeira de rodas ; cadeiras ; cadeirões ; maples</p>	<p>Indicado para pessoas que exigem especial atenção e que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	
<p><b>Imobilizador abdominal c/ tirantes REF. IMA 019</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal c/ tirantes REF. IMA 019.1</b>                      com cintas extra grandes para acdeirões                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal c/ tirantes REF. IMA 020</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      interior alcochoado de espuma                      fecho <b>magnético</b></p> <p><b>Imobilizador abdominal c/ tirantes REF. IMA 020.1</b>                      com cintas extra grandes para acdeirões                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      fechar os fechos click antes de lavar                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	 





DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Imobilizador Pélvico (perienal) REF. IMA 021</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador pélvico (perienal) REF. IMA 021.1</b>                      com cintas extra grandes para acdeirões                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador alcochoado pélvico (perienal) REF. IMA 022</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon 100%                      Interior: alcochoado em espuma                      fecho <b>magnético</b></p> <p><b>Imobilizador alcochoado pélvico (perienal) REF. IMA 022.1</b>                      com cintas para cadeirões e cadeira de rodas                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente e deslizem na cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      fechar os fechos click antes de lavar                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	
<p><b>Imobilizador Pélvico (perienal) c/ tirantes REF. IMA 023</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon cordura 100%                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador pélvico (perienal) c/ tirantes REF. IMA 023.1</b>                      com cintas extra grandes para cadeirões                      fecho <b>CLICK</b></p> <p><b>Imobilizador Pélvico (perienal) c/ tirantes REF. IMA 024</b>                      Cores: Azul                      exterior: face interior Antelina ; Face exterior em Nylon 100%                      Interior: alcochoado em espuma                      fecho <b>magnético</b></p> <p><b>Imobilizador Pélvico (perienal) c/ tirantes REF. IMA 024.1</b>                      com cintas para cadeirões                      fecho <b>magnético</b></p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente e deslizem na cadeira</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      Sacudir periódicamente e lavar em água tépida                      fechar os fechos click antes de lavar                      retirar os fechos magnéticos antes de iniciar a lavagem</p>	




DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Lençol de imobilização c/ mangas REF. LIC 025</b>                      para camas de 90 cm largura                      Cores: branco ; proteção dos fechos (para não estarem em contacto com a pele                      algodão 100%                      fixa-se ao colchão</p> <p><b>Lençol de imobilização s/ mangas REF. LIC 025.1</b></p>	<p>Indicado para pessoas que exigem especial atenção e que por alterações funcionais ou alzheimer apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda permite total liberdade de movimentos</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida                      mesmos cuidados que o vestuário de algodão</p>	

Os lençóis de imobilização REF LIC 026 ; 027 ; 028 tem tratamento Sanitized  
 Anti odores ; Anti bacteriano ; Anti fungos ; Anti acaros  
 O tratamento SANTIZIED evita a formação de bactérias  
 responsáveis pelo mau cheiro


<p>Cores: branco ;                      algodão 50% ; poliester 50%</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas compridas REF. LIC 026</b>                      para camas de 90 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas compridas REF. LIC 026.1</b>                      para camas de 105 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas compridas REF. LIC 026.2</b>                      para camas de 135 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização s/ mangas REF. LIC 028</b>                      para camas de 90 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização s/ mangas REF. LIC 028.1</b>                      para camas de 105 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização s/ mangas REF. LIC 028.2</b>                      para camas de 135 cm largura</p>	<p>Indicado para pessoas que exigem especial atenção e que por alterações funcionais ou alzheimer apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda permite total liberdade de movimentos</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar á mão ou á máquina, pode utilizar secadora                      pode usar lixívia ou outros branqueadores</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas curtas REF. LIC 027</b>                      para camas de 90 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas curtas REF. LIC 027.1</b>                      para camas de 105 cm largura</p> <p><b>Lençol de imobilização c/ mangas curtas REF. LIC 027.2</b>                      para camas de 135 cm largura</p>	
---	--	--

DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Colete tronco imobilização REF. CIA 029</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      poliamida                      fecho CLICK</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Colete tronco imobilização transpirável REF. CIA 030</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      exterior: tecido alcochado transpirável e poliuretano                      interior: fibra vegetal anti bactérias transpirável                      fecho CLICK                      Tamanhos: <b>S ; M</b> (cadeiras e cadeira de rodas) <b>L</b> (cadeirão)</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Colete tronco imobilização c/ fecho REF. CIA 031</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      exterior: Face exterior poliester 100% Face interior antelina                      interior: alcochado de espuma                      fecho CLICK                      Tamanhos: <b>S ; M</b> (cadeiras e cadeira de rodas) <b>L</b> (cadeirão)</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Colete tronco imobilização REF. CIA 032</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      exterior: Face exterior poliester 100% Face interior antelina                      interior: alcochado de espuma                      fecho CLICK                      Tamanhos: <b>S ; M</b> (cadeiras e cadeira de rodas) <b>L</b> (cadeirão)</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente</p> <p><b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	



DESIGNAÇÃO	INDICAÇÕES	IMAGEM
<p><b>Colete tronco e pélvico imobilização REF. CIA 033</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      poliamida                      fecho CLICK</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente e deslizem na cadeira  <b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	
<p><b>Colete tronco e pélvico imobilização transpirável REF. CIA 034</b>                      Cores: Azul                      Composição:                      exterior: tecido alcochoado transpirável e poliuretano                      interior: fibra vegetal anti bactérias transpirável                      fecho CLICK                      Tamanhos: <b>S ; M</b> (cadeiras e cadeira de rodas) <b>L</b> (cadeirão)</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira evita que as pessoas dobrem o tronco para a frente e deslizem na cadeira  <b>Cuidados a ter</b>                      lavar em água tépida</p>	<p>sem imagem</p>

Poliuretano sanilux que é:  
 Impermeável ; Anti ácaros ; Anti alérgico  
 Ignífugo ; Anti bacteriano ; anti fungos ; Anti odores

<p><b>Manta imobilização termoreguladora REF. MIT 035</b>                      medidas: 90 x 105 cm                      composição                      Exterior                      Poliuretano SANILUX                      Interior                      Rhovil (termoregulador , hidrófugo ; ignífugo ; anti bacteriano)                      fecho CLICK</p>	<p>Indicado para pessoas que por alterações funcionais apresentam tendencia a auto lesionar-se e risco de queda após levante da cadeira                      pessoas que por problemas de circulação e ou outros apresentem sempre as penas frias permite uma total liberdade de movimentos psicologicamente e fisicamente as pessoas sentem-se  <b> muito confortáveis e não presas</b>  <b>Cuidados a ter</b>                      sacudir periodicamente e lavar em água tépida</p>	
---	--	---